

Omstanders en niet-medische hulpverleners kunnen de overlevingskansen van slachtoffers van (bom) aanslagen, ernstige ongelukken, letsel door machines, val door glazen deur, open botbreuken etc. aanzienlijk verhogen wanneer de juiste bloedstelpende middelen voor handen zijn. Door levensbedreigend bloedverlies nemen de overlevingskansen van slachtoffers snel af naarmate de tijd verstrijkt en is omstandershulp voordat de professionele zorgverleners ter plaatse zijn van levensbelang. Door levensbedreigend bloedverlies meteen adequaat te stelpen worden levens gered!

KITS



Stop de Bloeding-set Plus:

- Rood tasje met diverse vakken en elastieken en label 'Stop de Bloeding - red een leven'
- 1 SAM XT, SOF tourniquet Wide of CAT tourniquet
- 1 Celox hemostatisch gaas (gaas met stollingseigenschappen)
- 1 Woundstop traumazwachtel
- 2 paar handschoenen
- 1 stift (om het tijdstip op de tourniquet te noteren)
- 1 instructiekaart 'Stop de Bloeding - red een leven'

Optioneel:

- 1 schaar (om kleding weg te knippen)
- 1 isolatiedeken (om het slachtoffer warm te houden)
- 1 H*Vent Chest Seal (met ventiel)

Stop de Bloeding-set:

- 1 SAM XT, SOF tourniquet Wide of CAT tourniquet
- 1 Celox hemostatisch gaas (gaas met stollingseigenschappen)
- 1 Woundstop traumazwachtel
- 2 paar handschoenen
- 1 stift (om het tijdstip op de tourniquet te noteren)
- 1 instructiekaart 'Stop de Bloeding - red een leven'

Optioneel:

- 1 H*Vent Chest Seal (met ventiel)



Stop de Bloeding-set Budget:

- 1 SAM XT, SOF tourniquet of een CAT tourniquet
- 2 gecomprimeerde gazen (compressed gauze) zonder stollingseigenschappen
- 1 Woundstop traumazwachtel
- 2 paar handschoenen
- 1 stift (om het tijdstip op de tourniquet te noteren)
- 1 instructiekaart 'Stop de Bloeding - red een leven'
- Transparante tas

- Elke kit kan tevens op maat gemaakt worden -

www.innoventa.nl - info@innoventa.nl





Stop de Bloeding Multi-set:

- Schouder/ handtas
- 8x Stop de Bloeding-set Plus (met schaar en deken)
- FAST stretcher evacuatiezeil



Stop de Bloeding Wandkast:

- 6x Stop de Bloeding-set Plus

In de Stop de Bloeding wandkast zitten 6 Stop de Bloeding-set Plus tasjes. Elk tasje is met klittenband aan de binnenzijde van de kast bevestigd. Zodoende kunnen de tasjes eenvoudig en snel uit de kast worden gehaald en worden verspreid over meerdere slachtoffers.

De wandkast is ideaal voor openbare ruimtes en goed zichtbaar door de opvallende Stop de Bloeding – red een leven sticker.

Tactisch medische kits


Wick 3-way IFAK beentas



TGB/ TECC tas



K9 IFAK



RE enkelholster IFAK



Afhankelijk van de wijze van optreden is voor elke hulpverlener een geschikte tas (met inhoud naar keuze) beschikbaar. Hierboven enkele voorbeelden.

- Elke kit kan tevens op maat gemaakt worden -

www.innoventa.nl - info@innoventa.nl





Materialen



SAM XT Tourniquet Oranje



SOF Tourniquet Wide Oranje



CAT Tourniquet Gen7



Celox Z-Fold Gauze
(hemostatisch gaas)



Woundstop Traumazwachtel
(zonder drukklem)



Emergency Traumazwachtel
(met drukklem)



H&H Compressed Gauze



ChitoSAM 10x10
(hemostatisch gaas)



H*Vent Chest Seal
(2st. met ventiel)




Traumaschaar



FAST Stretcher
evacuatiezeil

Training



SAM XT Tourniquet Blauw



SOF Tourniquet Wide Blauw



CAT Tourniquet Gen7 Blauw



H&H Compressed Gauze



Celox Training Gauze Z-Fold



Schotwond in box



Scherfwond in box



Manuele Bloedpomp




Elke seconde telt..



Bloedpoeder



Div. wondmodellen
draagbaar



Div. wondmodellen
kleefbaar



Bleeding Control / Tourniquet
Trainer

Nieuw!

SAM XT Tourniquet

De SAM XT is revolutionair door het "KLIK" systeem. Alle voordelen van de meest gebruikte tourniquets zijn gecombineerd, zoals de brede band en de metalen staaf.


De tourniquet "klikt" vast als de band strak genoeg is aangetrokken. Hierdoor wordt alle speling uit de band weggenomen en zijn minder draaibewegingen nodig.

De SAM XT is eenvoudig aan te leren en nog eenvoudiger in gebruik!

Uit de literatuur blijkt dat veel fouten worden gemaakt in het aanleggen van tourniquets. In veel gevallen worden tourniquets niet strak genoeg aangetrokken. Hierdoor ontstaat speling in de band en ontstaat er niet voldoende druk rondom de ledemaat als de staaf wordt aangedraaid. In diverse onafhankelijke studies blijkt de foutmarge van de SAM XT het laagst en wordt de SAM XT door deelnemers gekozen als de tourniquet van voorkeur.



Bleeding Control / Tourniquet Trainer



Woundpacking Trainer

